

Добавление страхового полиса

Для оплаты по полису первое, что необходимо выполнить — это привязать полис к карточке пациента. Это можно осуществить двумя способами:

- В карточке пациента (инструкцию можно найти [Здесь](#))
- В окне оплаты

Для прикрепления полиса пациенту в окне оплаты следует:

1. Кликнуть по кнопке со знаком +;
2. Заполнить поля в появившейся справа панели и сохранить изменения. После сохранения необходимо закрыть окно оплаты и открыть заново. После этого добавленный полис появится в выпадающем списке. Для оплаты необходимо выбрать полис и нажать на кнопку Провести.

Платёж № *авто* от 20.10.2021

Пациент **Петров Василий Иванович** Общая скидка 0 Разрешить фиск.

Баланс 13000 аванс 0 предоплата -22000 кредит 0 страх 0 баллов Касса ● онлайн

п.	Код	Наименование	Способ расчета	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Счёт № 2629 от 20.10.2021 г.							
1.1	00044	Консультация кардиолога повторный	Полный расчет	1	1100	0 %	1100
1.2	00042	УЗИ сердца	Полный расчет	1	1000	0 %	1000
Итого					2100.00	0.00	2100.00

Всего услуг 2 на сумму 2100.00 руб.
Две тысячи сто рублей 00 копеек

Фискализирован: **Нет**

Внесено наличными

Внесено электронными

Зачет аванса (предоплаты)

Оплата в кредит

ОФД отправить номер телефона 4573985793

Оплата по полису

Оплата от организации [выбрать компанию](#) (место работы клиента: [Строительная компания](#))

Внимание
Внесите варианты оплаты.

Рис. 2. Добавление полиса в окне оплаты.

К пациенту может быть привязано несколько страховых полисов.

Видеоинструкция

Ниже представлен видеоматериал по добавлению страхового полиса в карточке пациента и в окне оплаты медицинской информационной системе МЕДМИС.

Для удобного просмотра рекомендуется нажать на кнопку "Во весь экран" и при необходимости выбрать качество 720p.

Связанные страницы

- [Создание визита на прием](#)
- [Создание нового пациента](#)
- [Добавление страхового полиса](#)
- [Резервные записи](#)
- [Статусы визитов на приём](#)
- [Создание нескольких записей на прием](#)
- [Перенос записи на прием](#)

- Печать документов
- Прикрепление файлов к карточке пациента